

Mobiliteit

Voel je zeker in het verkeer, er zijn vele oplossingen



tweewielers
méér dan fietsen!
een vertrouwd adres sinds 1966

Blankenburg 9
7481DX Haaksbergen
Tel.: 053 572 21 98

info@pottweewielers.nl
www.pottweewielers.nl

2^e druk

Inhoudsopgave

1	Inleiding	2
2	Lage instapfiets.....	3
	2.1 De Van Raam Balance	3
3	Driewiel fietsen en vierwiel fiets	4
	3.1 Twee wielen achter	4
	3.2 Twee wielen achter, laagzitter.....	4
	3.3 4 Wieler.....	5
4	Fiets met zijwielen.....	6
5	De duo fiets.....	7
6	De duo driewiel tandemfiets.....	8
7	Aanpassingen aan fiets.....	9
	7.1 Cranck verkort.....	9
	7.2 Excentrische cranck.....	9
	7.3 Brede pedalen	10
	7.4 Voetfixatie	10
	7.5 Speciale zadels, Prostaat / weke delen dames / stuitje	10
	7.6 Spiegel	11
	7.7 Bediening aan één kant	11
	7.8 Stokhouders.....	12
	7.9 Richtingaanwijzer.....	12
	7.10 Schakelhulp.....	12
	7.11 Verstelbare zadelpen	12
	7.12 Overige aanpassingen.....	13
8	Fietshelm	14
9	Scootmobiel	15
	8.1 Modellen met vier wielen.....	15
	8.2 Onderhoud, reparatie scootmobiel.....	16
	8.3 Accu testen scootmobiel.....	16
10	Rollator.....	17
	9.1 Reparatie en verkoop	17
	9.2 Instellen van een rollator	17
	9.3 Voor- en nadelen bij lichtgewicht rollator.....	17
	9.4 De standaard rollator.....	18
	9.5 De lichtgewicht rollator	18
11	Loopfiets	19
12	Partners.....	20

1 Inleiding

Pot tweewielers streeft ernaar om u zo lang mogelijk mobiliteit te bieden. Dit kan in vele vormen zijn, van (loop) fiets, driewieler tot scootmobiel.

Op de volgende pagina's vindt u oplossingen als het fietsen met een gewone (elektrische) fiets lastiger wordt.

Wij verkopen, onderhouden en repareren al deze producten.

Ons streven is om ons enthousiasme naar u over te brengen zodat mobiliteit een ware beleving is en u uw vrijheid behoudt.



Kom gerust eens bij ons in de winkel kijken naar wat Pot tweewielers u allemaal kan bieden.



Pot tweewielers, ruim 50 jaar een vertrouwd adres

Kijk ook eens op onze website:

<https://www.pottweewielers.nl/>

2 Lage instapfiets



Bij de lage instapfiets is het opstappen veel makkelijker. Ook zijn er lage instapfietsen waar u altijd met twee voeten aan de grond kunt komen.

2.1 De Van Raam Balance

De Balance lage instapfiets van Van Raam is een comfortfiets met een lage instap en een uniek ontwikkeld frame. Bij de Balance fiets kunt u altijd met beide voeten op de grond zonder van het zadel af te gaan en toch met een optimaal gestrekt been fietsen.

Het grote voordeel van de Balance is de unieke ergonomische (makkelijke) zithouding. Polsen, schouders en nek worden tijdens het fietsen nauwelijks belast.

Door de meer voorwaartse trapbeweging kunt u de kracht van uw benen beter benutten dan bij een klassieke fiets. Doordat het zwaartepunt wat lager ligt is het fietsen extra makkelijk en comfortabel.

Deze fiets is dus veel meer dan een lage instapfiets, hij is veel veiliger doordat u op het zadel kunt blijven zitten bij een stop. De Balance is te verkrijgen met vele opties.



3 Driewielfietsen en vierwielfiets



Pot tweewielers kan vele soorten driewielers leveren. Bij driewielfietsen kunt u onder alle omstandigheden blijven zitten op de fiets waardoor u zich erg zeker en vertrouwd voelt.

Er zijn drie modellen mogelijk:

- 2 wielen voor
- 2 wielen achter
- 2 wielen achter, laagzitter

De modellen hebben allemaal eigen eigenschappen. Om erachter te komen welk model voor u het beste is, mag u gerust een keer langskomen bij Pot tweewielers voor geheel verblijvende informatie. Uiteraard zijn deze modellen ook als elektrisch leverbaar.

De keuze voor twee wielen voor of achter is persoonlijk. De enigste afweging is wat u het prettigst vindt.

3.1 Twee wielen achter

Deze driewieler vergt wel enige gewenning, maar dat is snel aan te leren. Ook is het mogelijk om te keren of wenden met een kleine draaicirkel.

De City fietsen zijn sportieve stadsmodellen, die eruit zien als gewone fietsen. Maar onder dat trendy uiterlijk gaat een wereld aan handige, hoogwaardige en comfortabele eigenschappen schuil. De fietsen zijn robuust en betrouwbaar, zodat je in elke verkeerssituatie stevig op het zadel zit. Die stabiliteit is te danken aan het lage zwaartepunt van de fiets en geeft je een stukje zekerheid. Ondanks zijn robuustheid en wegligging, is de City fiets licht in gewicht. Dat komt door het gebruik van gepoedercoat staal en aluminium. Deze driewieler is ook elektrisch leverbaar.



3.2 Twee wielen achter, laagzitter

Deze driewielers met twee wielen achter zijn de driewielers die het meest natuurlijke aanvoelen en bijna geen gewenning heeft. Bijna iedereen fietst er zo op weg.

Verschillende modellen te proberen, bij Pot tweewielers

Deze driewielers hebben een lage zit en voelen daardoor erg vertrouwd aan. De draaicirkel is erg klein waardoor u makkelijk kunt keren bij weinig ruimte.



Als nadeel kan worden gezien dat sommige modellen iets langer zijn, maar echter niet veel langer dan een gewone fiets.

De meeste driewielers is ook elektrisch leverbaar.



3.3 4 Wieler

Indien u een driewieler lastig vindt fietsen is een vierwieler de uitkomst iedereen kan hier erg eenvoudig op fietsen zonder leermoment.

Tibo4 is onze krachtpatser onder de vierwielige fauteuils. Aangedreven door een Bosch Performance-Line-motor en een krachtige 500Wh-batterij, houdt dit voertuig u te allen tijde krachtig. Het beproefde zitconcept versmelt met nieuwe, innovatieve stuur- en aandrijftechniek. Door zijn stabiele ontwerp is onze Tibo4 ook ideaal voor stabielere mensen met een lichaamsgewicht tot 150 kg.



KRACHTIG

Vooruit op vier wielen

Met onze Tibo4 haal je een bijzonder krachtige en comfortabele vierwieler in huis. Aangedreven door een Bosch Performance-Line motor en uitgerust met een krachtige 500 Wh accu en hydraulische schijfremmen, brengt Tibo4 u krachtig vooruit op al uw reizen. De comfortabele, grote stoel is snel en eenvoudig in hoogte en hoek te verstellen, zodat je goed voorbereid bent op langere reizen. Dankzij de intuïtieve bediening en het veilige gevoel van vier wielen heb je altijd een betrouwbare en sportieve metgezel aan je zijde.

Altijd comfortabel onderweg

De comfortabele, grote zitting kan snel en eenvoudig in hoogte en helling worden versteld en zorgt zo voor een ontspannen zithouding. Het geheel wordt gecombineerd met de krachtige Bosch Performance-Line motor met een krachtige 500 Wh accu en hydraulische schijfremmen.

4 Fiets met zijwielen



Wilt u blijven fietsen op uw eigen fiets?

U heeft moeite met evenwicht bewaren. Zijwielen kunnen voor u een oplossing zijn.

Soms hebt u net iets extra's nodig om u veilig te blijven voelen op de fiets. De Swinging Wheels verende zijwielen kunnen u daarbij helpen.

De Swinging Wheels zullen u net dat stukje meer zekerheid geven, wat u nodig heeft bij het op- en afstappen en bijvoorbeeld stilstaan bij het stoplicht.

Het vergt enige gewenning, het is goed te leren.

U kunt een fiets met zijwielen bij ons uitproberen om te ervaren hoe dat fietst.

Deze zijwielen zijn op bijna elke fiets te monteren, dus hoogstwaarschijnlijk ook op uw eigen fiets.



5 De duo fiets



Huka Orthros, fietsplezier voor twee!

Wilt u fietsen, maar kunt u niet zelfstandig de weg op? Vindt u het leuk om er samen op uit te gaan, maar bent u bang de controle over de fiets te verliezen? Kies dan voor de Orthros. Deze duofiets maakt het mogelijk om, ondanks beperkingen, mobiel te zijn en fietsplezier te hebben.

Bij de Orthros zitten de begeleider en de passagier naast elkaar. Het grote voordeel hiervan is dat de begeleider goed zicht heeft op de passagier en op de weg. De passagier kan vrij om zich heen kijken. Uiteraard is naast elkaar zitten wel net zo gezellig. Ook kun je heel gemakkelijk op- en afstappen, de Orthros is standaard al voorzien van een draaibare stoel voor de bijrijder.

De Orthros heeft drie wielen, die maken hem stabiel en maakt dat men kan blijven zitten als men stil staat. Dit maakt deze duofiets uitermate geschikt voor beweeglijke passagiers of passagiers met evenwichtsproblemen.

De Orthros is een kwaliteitsproduct dat precies volgens uw eisen afgebouwd wordt. Het frame is zeer stabiel en is behandeld met een hoge kwaliteit epoxylak. Dit garandeert jarenlang rijplezier.



De veiligheid wordt verder vergroot door een parkeerrem en licht bedienbare handremmen waarvan de achterremmen hydraulische schijfremmen zijn. De verlichting zorgt ervoor dat je niet alleen zelf goed kunt zien in het donker, maar ook gezien wordt! Bij deze duofiets is de begeleider degene die de fiets bestuurt.

Het rechter stuur is vastgezet, dit geeft de passagier een stabielere zit. De sturen zijn in hoogte en hoek instelbaar om een optimale fietspositie te garanderen. De stoelen zijn middels een slede systeem te verstellen. Op deze manier heeft u altijd de optimale afstand tot stuur en pedalen.

Bovendien de Orthros een zeer complete fiets. Ook is de Orthros standaard al voorzien van anti-lekbanden.

Dit maakt dat de Orthros duofiets veilig en comfortabel fietsplezier garandeert voor een lange periode.

6 De duo driewiel tandemfiets



Stabiel door drie wielen

Het belangrijkste voordeel van de tandem Copilot 3 ten opzichte van de andere Copilot is de extra stabiliteit. Dat maakt deze uitvoering bijzonder geschikt voor passagiers die heel beweeglijk zijn tijdens het fietsen.

Dankzij het derde wiel kunnen beide berijders ook blijven zitten als de tandem stilstaat. Op- en afstappen gaat bovendien makkelijk, doordat deze tandem heel stabiel is. Voor extra ruimte bij het op- en afstappen kun je het voorgedeelte wegklappen.

Bij deze tandem kan alleen de begeleider sturen, maar de passagier heeft wel een stuur voor houvast. Daarnaast bepaalt de begeleider via de inschakelbare vrijloop of de passagier mee kan trappen.

Met de gewone vrijloop heeft de passagier zelf de keuze om al dan niet mee te trappen. Een tandem om samen van het fietsen te genieten zonder zorgen over veiligheid.



7 Aanpassingen aan fiets



Pot tweewielers kan uw bestaande fiets of nieuwe fiets aanpassen zodat u er makkelijk mee overweg kunt en zich één met de fiets voelt. Dit is zeer belangrijk aangezien dat vertrouwen geeft tijdens het fietsen.

7.1 Cranck verkorter

Indien u uw knie minder kunt buigen kan een cranck verkorter een erg prettige oplossing zijn. Doordat het pedaal minder hoog komt hoeft u de knie minder te buigen.


De cranck verkorter (ook wel verkorte crank genoemd) is ook geschikt voor mensen met een beenlengte verschil. Dit fietshulpmiddel heft ieder verschil in beenlengte op.



7.2 Excentrische cranck

Een excentrische pedaalarm, ook wel excentrische crank of flexpedaal genoemd, maakt fietsen mogelijk wanneer u uw knie of heup beperkt kunt buigen. De maximale strekking van uw been blijft ongewijzigd.

Dit handige fietshulpmiddel wordt gemonteerd tegen de bestaande pedaalarm (crank) van uw (elektrische) fiets.



U kunt fietsen vanaf een kniehoek van 100-110 graden. Ter vergelijking; als u geen beperkingen heeft in knie of heup is de kniehoek bij fietsen ongeveer 60 graden wanneer de pedaal boven is.

Belangrijkste kenmerken:

- Instelbaar naar een kniehoek van 100-110 tot 70-80 graden (naar mate van herstel of afhankelijk van uw beperking in knie of heup)
- Behoud van de normale en juiste fietspositie, beenstrekking en voetplaatsing
- Eenvoudig door ons te monteren met gebruik van uw huidige trapper in ca.15 minuten
- Geschikt voor iedere (elektrische) fiets en hometrainer

7.3 Brede pedalen

Er zijn extra brede pedalen leverbaar waardoor u minder snel van de pedalen afschiet. Een opstaande rand aan de binnenzijde zorgt ervoor dat uw voet niet naar de binnenzijde van de pedaal kan afschieten.

De pedalen zijn tevens erg ruw en iets hol voor nog betere grip, ook onder vochtige omstandigheden.



7.4 Voetfixatie

Wanneer uw moeite heeft om de voet op de pedaal te houden zijn er voetbakken die aan de fiets/driewieler gemonteerd kunnen worden, eventueel met fixatieband.



7.5 Speciale zadels, Prostaat / weke delen dames / stuitje

Last van de prostaat of zitproblemen hebben in de schaamstreek?

Wij hebben verschillende erg goede oplossingen.

Dit is het ISM-prostaat zadel met het grootste oppervlakte. Voor veel mensen komt dit zadel als geroepen. Zitproblemen op de fiets om wat voor reden dan ook? Met dit zadel stapt u weer vrolijk op de fiets.



Geschikt voor elke fietser.

Door de perfecte doorbloeding van het onderlichaam behoren veel klachten tot het verleden.

Ontworpen door iemand die opnieuw durfde te denken, met als resultaat een uniek zadel waarop je zo prettig zit dat je je zult afvragen waarom het zolang heeft moeten duren voordat dit werd uitgevonden!

Een dikke laag ISM foam zorgt voor een zeer prettig, niet warme en zachte zit!

Ook voor mannen die zijn geholpen aan de prostaat is dit een ideaal zadel, er is geen druk meer. Het zadel voor (elektrische) stadsfietsen en hybrides, ook voor de gezettere mensen onder ons.



Zadelpijn bij het stuitje.

Dat is een heel vervelende zadelpijn! Door veel fietsenmakers wordt in dit geval ook een zachter zadel aangeraden. Een grote fout! Je zakt namelijk nog verder in de vulling waardoor er alleen maar meer druk komt op het stuitje. Deze zadelpijn is vaak heel simpel op te lossen door het stuitjeszadel! De achterkant is lager dan de rest van het zitvlak. De verdere gleuf ontlast deels ook het perineum. De vulling is stevig maar blijft tegendruk geven. Je zakt hier niet ver in weg en het stuitje blijft vrij.



7.6 Spiegel

Met een spiegel heeft u ook goed zicht achter u. Het geeft een extra stuk zekerheid en veiligheid. Hierin zijn verschillende modellen leverbaar.



7.7 Bediening aan één kant

Wij kunnen nieuwe maar ook uw eigen fiets aanpassen zodat u met één hand zowel de versnelling als de remmen bediend. Dit kan een erg goede oplossing zijn indien u in een van de beide handen minder kracht of oriëntatie gevoel heeft.



7.8 Stokhouders

Wij kunnen een stokhouder aan uw fiets of scootmobiel monteren zodat u makkelijk en veilig uw wandelstok kunt vervoeren.



7.9 Richtingaanwijzer

Een richtingaanwijzer set is een erg goede oplossing indien u zelf de hand niet meer uit kunt of durft te steken. Doormiddel van drukknoppen bedient u eenvoudig de set. De set is draadloos er komen dus geen extra kabels.



7.10 Schakelhulp

Wanneer het draaien van de versnelling lastig wordt omdat u de kracht er niet meer voor heeft. Pot tweewielers een simpel te monteren schakelgreep waardoor u weer makkelijk zonder kracht kunt schakelen.




7.11 Verstelbare zadelpen

De Ergotech verstelbare zadelpen zorgt meer instapruimte door een grotere afstand tussen het stuur en het zadel. Ook bij kan men het zadel meer naar achteren schuiven waardoor men makkelijker met de voeten bij de grond kan komen.



7.12 Overige aanpassingen

Pot tweewieler heeft nog veel meer mogelijkheden aan aanpassingen, zoals pendalen met fixatie, beenfixatie, rugsteunen enz. Kom gerust langs voor informatie of bezoek ook eens onze website: www.pottweewielers.nl



8 Fietshelm

Fietshelm is een hoofdzaak.

Je hoort vaak dat senioren vaker betrokken zijn bij ongevallen met de (elektrische) fiets. Een van de oorzaken is dat men langer door kan fietsen als bv. 20 jaar geleden. Dit komt door de elektrische ondersteuning waardoor men veel langer mobiel kan blijven.

Dit is erg positief voor de beweging en bewegingsvrijheid. Het is echter wel zo dat als je ouder wordt ook minder stabiel wordt en minder snel reageert en de kans op een val daardoor groter wordt.

Daarom is het zeker te overwegen om een fietshelm te gaan dragen, dit geldt voor alle leeftijden.

Een fietshelm is bedoeld om een fietser die betrokken is bij een ongeval, te beschermen tegen hoofd of hersenletsel. Een fietshelm is niet bedoeld om fietsongevallen te voorkomen.

Uit onderzoek blijkt dat bij een ongeval fietsers met helm ongeveer 60% minder kans hebben op ernstig, en ongeveer 70% minder kans op dodelijk hoofd of hersenletsel, dan fietsers zonder helm.

Dit zet je toch aan het denken en overwegen om toch een fietshelm te gaan dragen. Bij wielrenners en mountainbikers is dit al jaren vanzelfsprekend.



9 Scootmobiel



Mocht u niet meer kunnen fietsen dan kunt u zich waarschijnlijk nog wel verplaatsen met een scootmobiel. Zo houdt u toch nog de vrijheid en blijft u onafhankelijk.

8.1 Modellen met vier wielen

Doordat je op vier wielen rijdt, ervaar je een optimaal gevoel van veiligheid en val je niet zomaar. Bochten zijn geen probleem, je gaat er gemakkelijk en stabiel doorheen. Ook zijn lange afstanden makkelijker realiseerbaar doordat je koersvast kunt rijden.

Voordelen:

- Meer comfort en zekerheid bieden
- Eenvoudige bediening en besturing
- Makkelijk te leren, voelt erg vertrouwd
- Zeer comfortabele zitting
- Afstanden tot 50 km mogelijk
- Vele modellen leverbaar
- Opvouwbaar model voor in de auto
- Rijeigenschappen worden aangepast aan uw behoeften



8.2 Onderhoud, reparatie scootmobiel

Natuurlijk kunnen wij uw scootmobiel ook onderhouden en repareren. Van de meeste merken kunnen wij onderdelen leveren.

Wij adviseren een keer per jaar een uitgebreide onderhoudsbeurt, waarbij wij ook uw accu testen. Zo is de kans veel kleiner dat u met een lege of defecte accu onderweg komt te staan.



8.3 Accu testen scootmobiel

Wij hebben testapparatuur om de accu's van uw scootmobiel te testen en leveren ook accu's voor bijna alle scootmobielen.

Dit is geen snelle test maar een uitgebreide capaciteit test waardoor zeer betrouwbaar.

Gedurende de bijna één dag durende test wordt uw accu een keer volledig op- en ontladen.

U krijgt ook een uitgebreid meetrapport mee met de resultaten van de test.



9.1 Reparatie en verkoop

Pot tweewielers levert en repareert ook rollators. U krijgt gedurende de reparatie een gratis leenrollator aangeboden, met een dag is uw rollator gerepareerd.

9.2 Instellen van een rollator

Wanneer u een rollator hebt, spreekt het voor zich dat je deze wilt aanpassen aan uw lichaam. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het lopen met de rollator zo optimaal en tevens zo veilig mogelijk verloopt.

Om de rollator in te stellen gaat u tussen de achterwielen staan. Vervolgens gaat u zoveel als mogelijk is rechtop staan en laat dan uw armen ontspannen langs je lichaam hangen. De handvaten dienen te worden vastgezet ter hoogte van de polsen.

Door op deze manier een rollator in te stellen bent u er altijd zeker van dat u beschikt over die stabiliteit die je nodig hebt en dat in nagenoeg alle omstandigheden.

9.3 Voor- en nadelen bij lichtgewicht rollator

Tegenwoordig vinden mensen bij het aankopen van een rollator het uitermate belangrijk dat deze over een beperkt gewicht beschikt. Dit is uiteraard interessant voor de wendbaarheid en het algemene gebruik van de rollator. Ook wanneer je deze gewoon even wenst op te pikken om ergens weg te zetten is een beperkt gewicht een meerwaarde.

Het moet echter gezegd worden dat een lichtgewicht rollator niet alleen voor-, maar ook nadelen met zich meebrengt. Als een rollator licht is, beschikt deze vaak over minder stabiliteit. Vooral voor mensen met ernstige problemen bij het wandelen kan het interessant zijn om te kiezen voor een rollator die net iets zwaarder is.

9.4 De standaard rollator

De Roll 'n Go Rollator is een ideale loopwagen voor buitenshuis en binnenshuis, waarmee u kunt gaan winkelen, wandelen of veilig een dienblad van de keuken naar de eetkamer kunt verplaatsen. De Rollator is gemaakt van duurzaam staal en heeft een breed zitvlak voor een comfortabele rustpositie. De handgrepen zijn gemaakt van een zacht materiaal en hebben een ergonomische vorm voor comfortabel gebruik. Dankzij de parkeerremmen kan de rollator veilig worden geblokkeerd voordat u gaat zitten. In ingeklapte positie kan de Rollator gemakkelijk worden vervoerd.



Door het slimme vouwsysteem zeer gemakkelijk en zonder enig gevaar voor beklemming op te vouwen. Inclusief mandje en dienblad.

Eigenschappen Roll'nGo Rollator standaard:

- Hoogte verstelbaar van 78 tot 95 cm
- Breedte 66,5 cm
- Diepte 59 cm
- Zithoogte 60 cm
- Gewicht 11 kg (zonder dienblad en mandje)
- Max. gebruikersgewicht 100 kg

9.5 De lichtgewicht rollator

Door het lage gewicht is de rollator met één handbeweging op te vouwen tot een handzaam pakketje, waarna u hem eenvoudig meeneemt in de bus, auto, taxi of met het openbaar vervoer.

Het zitje van deze mooie, stevige en praktische rollator is bijzonder comfortabel. Ook de remmen werken licht, wat het bedieningsgemak en uiteraard de veiligheid van deze rollator vergroot.

De Deluxe is een bijzonder lichtgewicht rollator. Hij is vervaardigd uit zeer lichtgewicht aluminium, waardoor het gewicht blijft steken op slechts 6,7 kg.



Eigenschappen Roll'nGo Deluxe:

- Hoogte verstelbaar van 82 tot 94,5 cm
- Breedte 63 cm
- Diepte 65,5 cm
- Zithoogte 54 cm
- Gewicht 6,7 kg
- Max. gebruikersgewicht 136 kg

11 Loopfiets



Loopfiets voor volwassenen!

De NRGbike is een uitstekend loophulpmiddel. Deze loopfiets voor volwassenen en senioren combineert zitten, lopen en rijden op een unieke manier. Uw lichaam wordt door het zitten aanmerkelijk minder belast. Een wandeling maken of het doen van de boodschappen zal u hierdoor veel makkelijker afgaan.

Een belangrijk doel is het vergroten van de loopafstand. Hierdoor wordt 'samen wandelen' en 'zelf boodschappen doen' weer mogelijk. Uw zelfredzaamheid neemt weer toe!


De NRGbike is de ideale loopfiets voor volwassenen en senioren.

Lopen met de NRGbike voelt namelijk als zweven. Dat is ook wel logisch omdat uw eigen lichaamsgewicht niet meer door uw benen gedragen wordt. Uw gewicht rust comfortabel op het zadel. Uw benen hoeven alleen maar heen en weer te bewegen om voortgang te maken en de NRGbike rolt nagenoeg weerstandsloos vooruit: walk and roll! Dat gaat heel gemakkelijk en voor je het weet heb je een lekker vaartje. Afstand krijgt zo een hele andere betekenis!

Het feit dat uw lichaamsgewicht door de NRGbike gedragen wordt, biedt vele voordelen! U kunt met dezelfde hoeveelheid energie veel gemakkelijker, een veel grotere afstand overbruggen.

Dus bent u 'slecht ter been en nog lang niet toe aan een rollator':
Pot tweewielers heeft de NRGbike in het assortiment!

Het belangrijkste doel is het vergroten van de loopafstand. Hierdoor wordt 'samen wandelen' en 'zelf boodschappen doen' weer mogelijk.





Blankenburg 9 - 7481 DX Haaksbergen

tel.: 053 572 21 98

info@pottweewielers.nl
www.pottweewielers.nl